

Инструкция по применению активного трибологического аддитивного состава ТМ **INGRICON**.

Для ТРАНСМИССИИ (РКПП; Мосты; Раздаточная коробка).

Увеличивает срок эксплуатации механизмов.

Обработке подлежат работоспособные механизмы без перерыва в эксплуатации, не имеющие деталей с критическим износом и макромеханическими повреждениями.

Сфера применения: Любые механизмы трансмиссии с масляной ванной.

1) Нагреть состав до комнатной температуры для лучшей текучести, тщательно встряхнуть флакон.

2) Желательно прогреть механизм (масло) до рабочей температуры.

3) Открыть масляную крышку, влить состав, закрыть крышку. 4) Продолжить движение транспортного средства для смешения с общим объемом.

1. ПЕРВЫЙ ЭТАП – Вы приобрели состав ТМ **INGRICON**.

А) Осмотреть систему на предмет уровня залитого масла. Если уровень МАХ, отлить из системы объем сопоставимый заливаемому (согласно таблице).

Б) Залить состав в прогретый механизм (масло) и далее продолжить движение.

Остаток пробега, согласно техническому регламенту замены масла должен составлять не менее 7-10 тысяч километров.

2. ВТОРОЙ ЭТАП (проводиться после рекомендованного межсервисного пробега).

А) Произвести замену масла.

Б) Желательно разогреть механизм (масло).

В) Залить состав в прогретый механизм (масло) и далее продолжить движение.

3. ТРЕТИЙ ЭТАП (проводиться после рекомендованного межсервисного пробега).

А) Произвести замену масла.

Б) Желательно разогреть механизм (масло).

В) Залить состав в прогретый механизм (масло) и далее продолжить движение.

Дальнейшая обработка после всех этапов не требуется или по желанию владельца техники. Примечание: не рекомендуется применять **INGRICON** при механических повреждениях деталей и узлов.

Механическая коробка передач (МКП)	Обработка в миллилитрах на 1 литр масла		
	1 этап Остаточный срок эксплуатации	2 этап Новое масло	3 этап Новое масло
	25мл/1литр	25мл/1литр	25мл/1литр
Мосты	25мл/1литр	25мл/1литр	25мл/1литр
Раздаточная коробка	25мл/1литр	25мл/1литр	25мл/1литр
Иные агрегаты и механизмы (генератор;компрессор; станок;станок с ЧПУ; пресс)	25мл/1литр	25мл/1литр	25мл/1литр